

BACTERANIOS SF

INVIMA:
No Requiere

Detergente
Desinfectante
Suelos y superficies



- Combinando el detergente y la acción desinfectante en una operación simultánea
- Antimicrobiano de amplio espectro acuerdo con el sistema estándar europeo
- Eficacia demostrada en bacterias aisladas y moldea el medio ambiente aislado del entorno
- Producto formulado sin formaldehído

INDICACIONES

Limpieza y desinfección de

CARACTERÍSTICAS

- Solución clara verde
- pH del producto: 2,5-6,0
- Densidad: 0,95 a 1,02
- Índice de refracción: 1,36 a 1,39

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L



Unos
0,25%

BACTERANIOS SF

Detergente Desinfectante de Suelos y Superficies

MODO DE EMPLEO



1 Llenar un cubo de fregar con 8 litros de agua. Dilución para 0,25%* : Verter una dosis de 20 ml de BACTERANIOS SF en el cubo de fregar.

* O 0,5%, dependiendo de la actividad deseada.



2 Después de realizar una exploración en húmedo de la parte, proceder al lavado de acuerdo con el esquema de limpieza: de la parte inferior para la salida. No enjuague superficies.



3 Cambiar los márgenes tantas veces como sea necesario. Ponga la franja sucia en el recipiente previsto para este fin.



4 Después de limpiar cada área, cambiar la franja, renovar la solución de lavado.

COMPOSICIÓN

Glutaraldehido (N° CAS 111-30-8 : 50 mg/g),
Chlorure de didécylidiméthylammonium
(N° CAS 7173-51-5 : 120 mg/g), excipientes.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo sobre	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 1276, EN 13697	60 min.
Levaduras	EN 1275, EN 1650, EN 13697	60 min.
Virus	BVDV (virus modelo HCV)	5 min.
	PRV (virus modelo HBV)	5 min. - 0,5%

Otras actividades según EN: ver expediente científico

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso - Tenga en cuenta las precauciones (Establecido en la Directiva 99/45 / CEE y sus adaptaciones). Utilice los biocidas de forma segura. Antes de su uso, leer la etiqueta y la información sobre el producto. El almacenamiento a + 5 ° C y + 35 ° C. el biocida para la desinfección de superficies (Grupo 1-TP 2). Uso reservado a los profesionales.

ACONDICIONAMIENTO

- 500 sobresde 20 ml Réf. 1422.129
- 2 12 botellas de dosificación 1 litro Réf. 1422.092
- 3 4 bidones de 5 litros con bomba dosificadora 20 ml Réf. 1422.036



DISTRIBUIDO POR



Carrera 12 # 118-64 Oficina 102
Telf.: +57 313 883 0023
Email: info@biosmart.co
www.biosmart.co

